

ご使用のしおり

Maxis ストッキング・Maxis スリーブ

Maxis

NAKcorporation

■ご使用に関して *必ず医師にご相談の上、着用してください。


- ・多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。
- ・着用に際しては、生地を傷めないようゴム手袋などの使用をおすすめします。
- ・伸びた爪や肌荒れは生地を傷めますので、爪やお肌のお手入れにお気をつけてください。
- ・靴の中敷などの内側のキズ、凹凸も生地を傷める原因になります。ご注意ください。
- ・もし、生地にほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分を切り取らないでください。伝線などの原因になります。
- ・染料の性質上、汗や摩擦により、色落ちしたり、他のものに色移りする恐れがありますのでご注意ください。

■洗濯方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、軽く手でしぼってください。濡れたままタオルなどにくるんで放置しないでください。
- 脱水機を使用する場合は、洗濯ネットに入れたまま脱水してください。
- ・乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがありますので避けて、陰干しにしてください。
- ・柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りすることがありますので、他の洗濯物との混入はお避けください。
- ・着用後は、都度洗濯してください。
- ・ベルクロテープ(マジックテープ)は留めた状態で洗濯してください。


■Maxis スリーブの装着方法

1. スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返してください。
2. 爪や指輪などでスリーブを引っ掛けられないよう注意し、スリーブに手を入れてください。
3. 裏返した部分を少しずつ引き上げてください。この時、市販のゴム手袋を使うとスリーブが引き上げやすくなります。
4. スリーブを腕全体に平均的に伸ばし、シワ、たるみ、よじれができないように丁寧に装着してください。
5. 全体的にシワ、たるみができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。



■Maxis スリーブの装着方法（補助器具を使用した場合）

1. 半円形に開いている部分を自分と反対側に向けて補助器具を置き、スリーブを補助器具に取り付けます。
2. フレームにスリーブを均等に広げ、スリーブに少しずつ腕を入れていきます。
3. 補助器具が動かないように注意し、さらに深く入れていきます。
4. スリーブに腕をある程度深く入れてから、補助器具からスリーブをゆっくり引き抜きます。
5. 全体的にシワ、たるみができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。その後、スリーブにシワが残らないよう、全体的に伸ばします。






※写真で使用している装着補助器具はメディアトラー(ショートハンドル 900-2)です。詳細は弊社までお問い合わせください。

■Maxis ストッキングの装着方法

<A つま先付の場合>

1. ストッキングの上部をあらかじめ足首部分まで裏返し、ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまで履きます。(図①)
2. ストッキングのかかとの位置を正確にあわせ、足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認してください。(図②)
3. 裏返した部分を少しずつ引き上げます。この時、ストッキングがシワになったり、よじれたりしないよう、また、爪や指輪などでストッキングを引っ掛けたりしないようご注意ください。(図③)
4. 装着中に、脚の部分にシワ、たるみ、よじれができた場合、ストッキングをゆっくりと均等に伸ばしてください。
5. 着用のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。
コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。



<B つま先無しの場合>

1. 添付のイージーオンスリッパを履きます。(図①)
2. ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまで履きます。(図②)
ストッキングの上部を持ち、ストッキングのスタイルに応じて、ふくらはぎ、ひざ、ももまでゆっくり引き上げます。あらかじめストッキングの上部を足首部分まで裏返ししておく、履きやすくなります。
この時、ストッキングがシワになったり、よじれたりしないよう、爪や指輪などでストッキングを引っ掛けたりしないようご注意ください。
3. イージーオンスリッパをつま先から引き抜きます。(図③)
4. ストッキングの先端部分をつま先まで引っ張り、シワを伸ばします。(図④)
5. ストッキングのかかと部分を正しくあわせ、均等に伸ばし、ストッキングにシワやたるみがないことを確認してください。特に足の甲の部分にたるみがないか確認してください。
6. 装着中に、脚の部分にシワ、たるみ、よじれができた場合、ストッキングをゆっくりと均等に伸ばしてください。
7. 着用のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。
コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。



*平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

ナック商会株式会社 URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp
■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007
■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390