

ご使用のしおり

シェア&ソフト、デュオメディ



■シェア&ソフトの特徴

- ・医療用ストッキングとは思えないほど薄い生地で、快適な履き心地です。
- ・治療効果とファッション性の両方を追求したストッキングです。
- ・圧迫力は15-20mmHg、20-30mmHg、30-40mmHgの3種類です。
- ・スタイルは、ハイソックス、トップバンド付ストッキング、パンティストッキングの3タイプをご用意しております。
- ・各スタイルにはショート丈、ロング丈の2種類の丈があるだけでなく、サイズもSS～4Lまで計7サイズあります。(一部での製品でご用意できないサイズがございます)
- ・各スタイルでつま先つきを展開するほかに、ハイソックスはつま先なしもご用意しています。
- ・カラーはナチュラル、エボニー、タフィー、ホワイ、ウィートの5色です(一部の製品でご用意できないカラーがございます)。
- ・シェア&ソフトは米国にて編みたてたものをドイツでパッケージングしております。

■デュオメディの特徴

- ・丈夫で手頃な価格のストッキングです。
- ・生地はシェア&ソフトより厚めで、よりしっかりと圧迫をかけたい方におすすめです。
- ・圧迫力は18-21mmHgと23-32mmHgの2種類です。
- ・スタイルは、ハイソックス、ストッキング、トップバンド付ストッキング、パンティストッキング、片脚ストッキングの5タイプをご用意しております。
- ・各スタイルにはショート丈、ロング丈の2種類の丈があるだけでなく、サイズもS～3Lまで計5サイズあります。
- ・片脚ストッキングはつま先なしのみの取り扱いとなりますが、それ以外のスタイルはつま先あり・なしの両方をお選びいただけます。
- ・片脚ストッキングのカラーはベージュのみの取り扱いとなりますが、それ以外のスタイルはベージュ・ブラックの2色からお選びいただけます。

■ご使用に関して

- ・必ず医師にご相談の上、着用してください。
- ・多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。また、生地を傷めないようゴム手袋などの使用をおすすめします。
- ・伸びた爪や肌荒れはストッキングを傷めますので、お肌のお手入れにもお気をつけてください。靴の中敷などの内側のキズ、凹凸もストッキングを傷めます。ご注意ください。
- ・もし、ストッキングにほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分は切り取らないでください。伝線、穴あきなどの原因になります。
- ・染料の性質上、汗や摩擦により、色落ちしたり、他のものに色移りする恐れがありますのでご注意ください。

■洗濯方法



- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、軽く手でしぼってください。濡れたままのストッキングをタオルなどにくるんだまま放置しないでください。脱水機を使用する場合は、洗濯ネットに入れたまま脱水してください。
- ・乾燥は陰干しにしてください。乾燥機の使用はストッキングの生地を傷めることがあります。
- ・柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色することがありますので、他の洗濯物との混入はお避け下さい。

★軟膏、クリーム類を使用しているときは、一日一回、必ず洗ってください。

■シェア&ソフト、デュオメディの装着方法

＜A つま先付の場合＞ *平成23年6月現在、デュオメディの片脚ストッキングのつま先付は取り扱いございません。

- 1 ストッキングの上部をあらかじめ足首部分まで裏返し、ストッキングのかかとの向きに注意しつま先からかかとまではきます。(図①)
- 2 ストッキングのかかとの部分を正しくあわせ、足の甲の部分にたるみがないことを確認してください。(図②)
- 3 ストッキングの上部を持ち、ストッキングのスタイルに応じて、ふくらはぎ、ひざ、ももまで、ゆっくり引き上げます。この時、ストッキングがしわになったり、よじれたりしないよう、爪や指輪などでストッキングを引っかけたりしないようご注意ください。(図③)
- 4 引き上げるのが難しくなったり、脚の部分にたるみ、しわ、よじれができた場合は無理をせず、ストッキングの上部を裏返しに折り足首の部分まで引き下げ、脚の部分のたるみ、しわを上の方にゆっくりと平均にのばしてください。
- 5 慣れないうちは面倒かもしれませんが、着用のコツを覚えるとスムーズに行えるようになります。コツは力の入れ加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。



＜B つま先無しの場合＞ *シェア&ソフトにはイーゾンスリッパは付属していません。また、つま先加工にも対応しておりません。

- 1 添付の"イーゾオン"スリッパをはきます。(図①)
- 2 ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまではきます。(図②) ストッキングの上部を持ち、ストッキングのスタイルに応じて、ふくらはぎ、ひざ、ももまでゆっくり引き上げます。ストッキングの上部を、あらかじめ足首の部分まで裏返しに折っておくと、はきやすくなります。この時、ストッキングがしわになったり、よじれたりしないよう、爪や指輪などでストッキングを引っかけたりしないようご注意ください。
- 3 ストッキングの先端部分をかかとまでたぐり上げ、"イーゾオン"スリッパをつま先から引き抜きます。(図③)
- 4 たぐり上げたストッキングの先端部分を引き戻します。(図④)
- 5 ストッキングのかかとの部分をただしくあわせ、平均して伸ばし、脚の部分にたるみがないことを確認してください。特に足の甲の部分にたるみがないか確認してください。
- 6 引き上げるのが難しくなったり、脚の部分にたるみ、しわ、よじれができた場合は無理をせず、ストッキングの上部を裏返しに折り足首の部分まで引き下げ、脚の部分のたるみ、しわを上の方にゆっくりと平均に伸ばすようにしてください。
- 7 慣れないうちは面倒かもしれませんが、着用のコツを覚えるとスムーズに行えるようになります。コツは力の入れ加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。



*平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

ナック商会株式会社 URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp
■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007
■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390