

Maxis

販売名：Maxis スリーブ

医療機器届出番号：27B1X00123MAXIS1



Maxis 弾性スリーブ

● 圧迫クラス1 : 18~21 mmHg
 圧迫クラス2 : 23~32 mmHg

● サイズ : SS~LL
 ● 編み方 : 丸編み

● カラー : サンド (# 8)
 ● ラテックスフリー



マイクロファイバーを使用し繊細な編み技術で製造されたエレガントな弾性スリーブ。とても柔らかい手触りです。生地が内側の湿気を素早く吸収し外側に排出させます。



ミトン



スリーブ ボーダー部

ご注文について




- ご注文の際は、あらかじめ必要な箇所を採寸し、①品番、②サイズ、③数量をご明記ください。
 例：832 - M 2枚
- 各スタイルに必要な採寸箇所は、裏面の●●を参考にしてください。
- 本カタログ記載の製品は、すべて常時在庫対象です。

エコテックス規格100

Maxis弾性スリーブは、人体や環境に害を与える可能性のある有害物質が素材に含まれていないか、厳格な基準に従った独立検査機関による検査・評価を定期的を受けています。




スタイル



Maxis スリーブ	品番		
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	ミトン
エクストラショート丈	810	830	820
ショート丈	811	831	820
(税抜き価格)	(¥5,500)	(¥7,500)	(¥5,300)
税込み価格	¥5,940 /枚	¥8,100 /枚	¥5,724 /枚
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	ミトン
エクストラショート丈	812	832	822
ショート丈	813	833	822
(税抜き価格)	(¥5,800)	(¥7,800)	(¥5,600)
税込み価格	¥6,264 /枚	¥8,424 /枚	¥6,048 /枚

圧迫クラス1、2 ナイロン：75% ポリウレタン：25%

スタイル




ショルダーキャップは右写真のようにストラップに留めることが可能です。

Maxis スリーブ	品番	
圧迫カクラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ ショルダー キャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダー キャップ&ベルト付
エクストラショート丈	838	840
ショート丈	839	841
(税抜き価格)	(¥6,500)	(¥8,500)
税込み価格	¥7,020 /枚	¥9,180 /枚
圧迫カクラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ ショルダー キャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダー キャップ&ベルト付
エクストラショート丈	842	844
ショート丈	843	845
(税抜き価格)	(¥6,800)	(¥8,800)
税込み価格	¥7,344 /枚	¥9,504 /枚


圧迫カクラス1、2 ナイロン：75% ポリウレタン：25%

■周径の採寸

●スリーブ採寸箇所



●ミトン採寸箇所



周径 (cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)
eG ●	24 - 28	26 - 30	30 - 36	36 - 42	42 - 48
eD ●	19 - 22	22 - 26	26 - 30	30 - 34	34 - 38
eC ● ●	14 - 17	17 - 19	19 - 22	22 - 25	25 - 28
eA ● ●	~17	~18	~20	~23	~25

eG 腋の下の周径(上腕周)


eD 前腕で最も太い部位の周径

eC 最も細い部位の周径(手首周)

eA 親指以外の4指のつけ根の周径(手背周)

■丈(長さ)の採寸

●スリーブ採寸箇所



丈 (cm)	エクストラショート丈	ショート丈
eCG	42 - 50	50 - 58

●ミトン採寸箇所

ミトンの丈(長さ)はフリーサイズです。

ご使用について

- ・着用には必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりをよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・手首周が製品サイズ選定の基準となります。

お手入れ方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合は、デリケートモードなど通常よりやさしく洗う設定で、洗濯ネットをご使用ください。または手で押し洗いしてください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りする場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・ベルクロテープ(マジックテープ)は留めた状態で洗濯してください。

取扱店

製造販売元 : ナック商会株式会社

第1種医療機器
製造販売業許可番号 : 27B1X00123
URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 (製造販売) 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390