

# メディ 膝サポーター


## medi elastic knee support

2方向ストレッチ 膝サポーター

品番	税抜き価格	税込み価格
601	¥4,000	¥4,320 /枚
602	¥5,000	¥5,400 /枚
603	¥6,000	¥6,480 /枚
605	¥8,000	¥8,640 /枚

ナイロン 80% ポリウレタン 20% カラー：キャメル

### サイズ表



### メディ 膝サポーター

サイズ	周径 (d) cm	周径 (f) cm
I (SS)	25-28	37-40
II (S)	28-31	40-43
III (M)	31-34	43-46
IV (L)	34-37	46-49
V (LL)	37-40	49-52
VI (3L)	40-43	52-55
VII (4L)	43-46	55-58



品番 601



品番 603  
左右側面にステアー付



品番 602  
シリコントップバンド付



品番 605  
膝蓋骨部はホールになっています  
左右側面にステアー付

### <測定>

- (f)：膝蓋骨の中心から15cm上の大腿部の周径を測定してください。(測定は大腿部内側で行ってください。)  
(d)：膝蓋骨の中心から5cm下のふくらはぎの周径を測定してください。(測定はふくらはぎ内側で行ってください。)

# メディ 肘サポーター


## medi elbow support

ベーシックな肘関節用サポーター

品番	税抜き価格	税込み価格
644	¥3,000	¥3,240 /枚

ナイロン 80% ポリウレタン 20% カラー：ベージュ

### サイズ表



### メディ 肘サポーター

サイズ	周径cm
I (SS)	20-23
II (S)	23-27
III (M)	27-30
IV (L)	30-32
V (LL)	32-35

### <測定>

肘関節の中心から5cm下の周径を測定してください。



# メディ 足首サポーター

## medi elastic ankle support

装着部位への圧迫と2方向ストレッチ  
足首サポーター

品番	税抜き価格	税込み価格
501	¥3,000	¥3,240 /枚

ナイロン 90% ポリウレタン 10% カラー：キャメル

### サイズ表



### メディ 足首サポーター

サイズ	周径 cm
I (SS)	17-20
II (S)	20-22
III (M)	22-24
IV (L)	24-26
V (LL)	26-28
VI (3L)	28-30

### <測定>

くるぶしより上部の最も周径の小さい箇所を計測してください。



# レバメド

## Levamed

シリコンクッション付 足首サポーター

### 用途

- ・くるぶしの保護
- ・足関節の安定・保護
- ・シリコンクッションがくるぶしを保護します。

\*左右兼用です。

品番	カラー	税抜き価格	税込み価格
507	メディベージュ		
508	ブラック	¥10,000	¥10,800
509	シルバー		

ナイロン：50% ポリエステル：30% ポリウレタン 20%



ブラック



メディベージュ



シルバー

# アキメド

## Achimed

シリコンパッド付 アキレス腱サポーター


### 用途

- ・アキレス腱の保護
- ・足関節の安定・保護
- ・シリコンパッドがアキレス腱を保護します。
- ・付属のヒールウェッジを挿入することで、アキレス腱にかかる負荷がさらに軽減されます。

\*左右兼用です。

品番	カラー	税抜き価格	税込み価格
510	メディベージュ		
511	ブラック	¥13,000	¥14,040
512	シルバー		


ナイロン：50% ポリエステル：30% ポリウレタン 20%



シルバー




メディベージュ



ブラック

ヒールウェッジ

### サイズ表



レバメド・アキメド	
サイズ	周径 cm
I (SS)	17-20
II (S)	20-22
III (M)	22-24
IV (L)	24-26
V (LL)	26-28
VI (3L)	28-30

<測定>

くるぶしの上部、最も周径の小さい箇所を計測してください。

取扱店



Comfort Zone



Clima Comfort



Clima Fresh

- ・適切なサイズの製品を、正しい装着部位に使用してください。
- ・装着部位に痛み、しびれ、腫れ、かぶれ、湿疹等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。

輸入元

ナック商会株式会社

URL : [www.nakcorp.co.jp](http://www.nakcorp.co.jp)

e-mail : [order@nakcorp.co.jp](mailto:order@nakcorp.co.jp)

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13  
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8  
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390

第3版

製造元 : medi GmbH & Co.KG (ドイツ)