

FASHION COMPRESSION  
FÜR GESUNDE UND AKTIVE BEINE



取扱店



製造販売元：ナック商会株式会社



第一種医療機器製造販売業許可番号：27B1X00123  
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5-7-13  
TEL 06-6599-9000 FAX 06-6599-9007

お客様相談・ご注文窓口 0120-06-0390  
e mail : order@nakcorp.co.jp

2026年2月第6版



**VenoTrain®**  
シリーズ  
製品カタログ  
弾性ストッキング  
弾性スリーブ



バウアーファインドからみなさまへ  
よりよい生活のために



バウアーファインドは、世界をリードする医療機器メーカーです。私たちの製品を通して、健康維持と回復に向け、みなさまのサポートをしたいと考えております。

## 医療業界での知識と経験

バウアーファインドは、1929年に医療用弾性ストッキング誕生の地であるツォイレンローダで創業以来グローバルな視点を持ちながらイノベーションを伴う技術と製造を融合させ発展してまいりました。1981年に膝装具のゲニツトレインを発売以来、装具やサポーター、インソール及び弾性着衣として計測機器など様々な製品を展開しております。

バウアーファインドは創業当初から医師や医療者、開発者等と連携し製品開発に取り組んでいます。蓄積された知識や経験による技術は多岐にわたり非常に優れた製品として多くの方に認められています。



※BAUERFEIND®・VenoTrain®はバウアーファインド社の登録商標です。



## 充実のラインナップ


VenoTrain®シリーズはスタイルやカラーを幅広く展開することで、圧迫製品が日常生活においてボーダーレスに調和し、さまざまなスタイルやファッションと組み合わせることができる弾性ストッキングです。丸編みと平編みのデザイン、既製品またはオーダーメイドからお選びいただけます。




## 妥協なき探求心

バウアーファインド製品は基準を満たすだけでなく、品質、有効性、快適な着心地に関する最も厳しい要件を満たしております。検査終了後にマークの付与が許可されるのは、検査に合格した証明です。すべてのベントレイン製品はドイツ医療機器法(MPG)およびRAL品質マークの要件に準拠しています。品質保証シールであるOEKO-TEX®によるスタンダード100は、有害物質を含まない証明となります。糸から製品の完成まで、弾性ストッキングの開発から製造まですべてをドイツで行っております。製品は最新鋭の設備により製造され、手作業で仕上げられます。





## リンパ浮腫病期分類



国際リンパ学会による病期分類

(2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology の和訳) より引用

\*: 日本では0期が一般的に使用されている。

## もくじ

### 概要

- 01 バウアーファインド会社紹介
- 03 リンパ分水嶺とリンパ系
- 05 トップバンドについて



### 浮腫に関わる製品ライン

- 15 ベントレイン インパルス
- 17 ベントレイン クラフロー
- 19 ベントレイン デライト
- 20 ベントレイン ソフトアーム



### アクセサリ

- 07 ベントレイン マイクロ
- 09 デザインのラインナップ
- 11 ベントレイン ソフト
- 13 ベントレイン ソフトS
- 21 ベントレイン グライダー
- 21 ベントレイン グライダープラス
- 21 ベントレイン ラバーグローブ
- 22 装着方法について 他



# トップバンドについて

## 優れた快適性とホールド力

トップバンドにより弾性ストッキングがしっかりとフィットし滑りにくなります。柔らかい素材は通気性に優れ、肌に優しく着心地も快適です。各スタイルとデザインの詳細をご確認ください。



※シリコンドットパターン

### トップバンド シリコン

個々のニーズに合わせたラインナップ

- 在庫品
- お取寄せ
- お取扱なし

### シリコン マイクロドット



T1  
小さく平らなドットの高弾性シリコントップバンドは、衣類の上から目立つことなく肌にも跡が残りにくくなります。ドット表面は柔らかく、快適にお過ごしいただけます。

### シリコン ドット



T2  
クラシックタイプのシリコントップバンドは、主に大腿までのストッキングに使用されています。肌に優しく多くの方にお選びいただけます。

ベノトレイン マイクロ

●

○

ベノトレイン ソフト

○

●

ベノトレイン ソフトS

○

○

ベノトレイン インパルス

—

●

ベノトレイン デライト

—

○

# トップバンド ウエスト



WBウエストバンド  
VTインパルスのパンスト



コンフォートバンド  
VTソフトのパンスト



ガーターベルト  
VTソフトとVTインパルス

優れたフィット感で、着用中も快適です。伸縮性に優れ締め付けの心配もありません。

ストッキングのホールド力を向上させ、自由な動作が可能になります。敏感肌の方にも最適で、片脚または両脚に対応します。

### シリコン ドットパターン



T3  
外面(表)がエレガントなデザインのシリコンドットです。

### レース センシティブ



T5  
伸縮性の高いシリコントップバンドはホールド力に優れ、極薄の連続コーティングが施されています。柔らかい皮膚にも適応します。

### トップバンド ハイソックス



### ノーマル ハイソックス

柔らかく肌に食い込まず、シンプルな外観で着心地も快適です。

○

○

○

○

○

○

—

—

○

—

# ベントレイン マイクロ

## ファッショナブル・モダン・オールマイティ

ベントレインマイクロはマイクロファイバーが多く含まれ履き心地が快適で、最も人気のある弾性ストッキングの1つです。  
多くのデザインと幅広いカラーを揃え、様々なスタイルと調和します。

### 特徴

- ・ マイクロファイバーが多く含まれており、優れた通気性、肌に優しく、お手入れが簡単
- ・ ヒップの引き上げ効果のあるパンティ部(パンスト)
- ・ 半透明でファッショナブル
- ・ マタニティパンストもラインナップ  
#11クリーム、#17ブラックのみ(通常在庫品)  
(その他カラーは取寄せ対応)

製品詳細 丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (S-XL)  
圧迫カクラス

- ・ Ccl 1 (18-21 mmHg)
- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)
- つま先 有(在庫品) つま先 無(お取寄せ)

素材成分

- ・ Ccl 1: 65% ナイロン, 35% ポリウレタン
- ・ Ccl 2: 55% ナイロン, 45% ポリウレタン

お手入れ方法



### スタンダードカラー



### 取寄せカラー



### ファッションカラー 2026 (取寄せ)



※在庫品限り

圧迫力 Ccl 1 18-21mmHg(2.4-2.8kPa)	AD	AG	AG	AT	ATU
	ハイソックス	ストッキング	トップバンド付き ストッキング	パンティ ストッキング	マタニティ パンスト
つま先	有	有	有	有	有
ショート丈	MC182	MC162	MC162T	MC112	MC112U
ロング丈	MC183	MC163	MC163T	MC113	MC113U
本体価格	¥10,400	¥12,700	¥15,500	¥19,600	¥21,900
税込価格	¥11,440/双	¥13,970/双	¥17,050/双	¥21,560/足	¥24,090/足
圧迫力 Ccl 2 23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	AD	AG	AG	AT	ATU
	ハイソックス	ストッキング	トップバンド付き ストッキング	パンティ ストッキング	マタニティ パンスト
つま先	有	有	有	有	有
ショート丈	MC282	MC262	MC262T	MC212	MC212U
ロング丈	MC283	MC263	MC263T	MC213	MC213U
本体価格	¥10,400	¥12,700	¥15,500	¥19,600	¥21,900
税込価格	¥11,440/双	¥13,970/双	¥17,050/双	¥21,560/足	¥24,090/足

### パーフェクトフィット 丸編みスタンダード製品サイズ表

周径	S		M		L		XL			
	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス		
cT	85まで		90まで		100まで		120まで			
cH	95まで		105まで		120まで		140まで			
cG	シリコン無・AT・マイクロドット レースセンシティブ*		45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
	シリコンドット・ドットパターン**		45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
cF	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68		
cE	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58		
cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49		
cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51		
cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40		
cB	20-22		22-25		25-28		28-31			
cY	29-33		31-35		34-40		37-44			
cA	19-24		22-27		25-31		28-35			

単位 cm

オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに+ (プラスマーク) をつけてください。(S+ - XL+)	S+サイズ
つま先加工	お取寄せ製品としてつま先無のご注文も承ります。	品番の後ろに P をつけてください。つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	MC162TP
シリコン トップバンド付	* マイクロドット スタンダード商品	トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	MC162T
	** シリコンドット お取寄せ製品	品番の後ろに T2 をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	MC162T-T2
	** シリコンドットパターン お取寄せ製品	品番の後ろに T3 をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	MC162T-T3
	* レースセンシティブ お取寄せ製品	品番の後ろに T5 をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	MC162T-T5

# ベノトレイン マイクロ

## デザインのラインナップ (お取寄せ製品)

### タンゴ・ジャイブ・パティック

デザインエディションである”タンゴ”や”ジャイブ”はスタイリッシュな製品です。またネイビー・ブラックで1製品ごとに染色されたパティック柄もラインナップ。



### スタンダードカラー

	タンゴ	ジャイブ	パティック ネイビー	パティック ブラック
キャラル #12				
チャコール #69				
ネイビー #15				
ブラック #17				
クリーム #11				
アマレット #14				
エスプレッソ #22				

※タンゴとジャイブはつま先有のみ対応しています。

タンゴとジャイブのAGシリコントップバンドは全種類取寄せ可能です。パティックのAGシリコントップバンドはT3(シリコンドットパターン)とT5(レースセンシティブ)のみ取寄せ可能です。

圧迫力 Ccl	1 18-21mmHg(2.4-2.8Pa)	AD	AG	AT		
		ハイソックス	トップバンド付 ストッキング	パティック ストッキング		
		有	有	有		
ファッションカラー	2026	タンゴ	ショート丈	MT182	MT162T	MT112
		タンゴ	ロング丈	MT183	MT163T	MT113
		ジャイブ	ショート丈	MJ182	MJ162T	MJ112
		ジャイブ	ロング丈	MJ183	MJ163T	MJ113



## DESIGN EDITIONS

AVAILABLE IN ALL COLORS AND STYLES  
AD, AG AND AT



タンゴ  
キャラメル



ジャイブ  
キャラメル



パティック  
ネイビー



パティック  
ブラック



パティック  
ネイビー/  
アマレット

圧迫力 Ccl	2 23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	AD	AG	AT		
		ハイソックス	トップバンド付 ストッキング	パティック ストッキング		
		有	有	有		
ファッションカラー	2026	タンゴ	ショート丈	MT282	MT262T	MT212
		タンゴ	ロング丈	MT283	MT263T	MT213
		ジャイブ	ショート丈	MJ282	MJ262T	MJ212
		ジャイブ	ロング丈	MJ283	MJ263T	MJ213

パティック	ネイビー	MB015	染色価格¥4,000 税込価格¥4,400 別途料金がかかります。
	ブラック	MB017	

ご注文時に、VTマイクロ製品品番と上記染色品番をあわせてご指定ください。

価格・サイズはベノトレイン マイクロ(8ページ)をご参照ください。

# ベントレイン ソフト

## 柔らかく機能的なオールラウンダー

ベントレインソフトは柔らかく、肌への優しさを保ちながらも繰り返しご使用いただけます。

多くのデザインを揃えつつ、優れた機能性を備えています。

### 特徴

- ・ 肌に特に優しい
- ・ 優れた通気性素材
- ・ 男女兼用

### スタンダードカラー



### 取寄せカラー



### ファッションカラー 2026 (取寄せ)



製品詳細 丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (S-XL)  
圧迫クラス

- ・ Ccl 1 (18-21 mmHg)
- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)
- つま先無(在庫品) つま先有(お取寄せ)
- 断端肢用・足部なしMTM(オーダーメイド)

素材成分

- ・ Ccl 1: 70% ナイロン, 30% ポリウレタン
- ・ Ccl 2: 65% ナイロン, 35% ポリウレタン

お手入れ方法



片脚ストッキング  
2枚使用した例



※在庫品限り

圧迫力 Ccl 1 18-21mmHg(2.4,2.8Pa)	AD	AG	AG	AGHB	AT
	ハイソックス	ストッキング	トップバンド付き ストッキング	片脚ストッキング 左脚用 右脚用	パンティ ストッキング
つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	SF182	SF162	SF162T	SF162L SF162R	SF112
ロング丈	SF183	SF163	SF163T	SF163L SF163R	SF113
本体価格	¥10,700	¥13,200	¥16,100	¥12,100	¥20,700
税込価格	¥11,770/双	¥14,520/双	¥17,710/双	¥13,310/足	¥22,770/足
圧迫力 Ccl 2 23-32mmHg(3.14,3.3Pa)	AD	AG	AG	AGHB	AT
つま先	無	無	無	無	無
ショート丈	SF282	SF262	SF262T	SF262L SF262R	SF212
ロング丈	SF283	SF263	SF263T	SF263L SF263R	SF213
本体価格	¥10,700	¥13,200	¥16,100	¥12,100	¥20,700
税込価格	¥11,770/双	¥14,520/双	¥17,710/双	¥13,310/足	¥22,770/足

### パーフェクトフィット 丸編みスタンダードサイズ表

周径	S		M		L		XL	
	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
cT	85まで		90まで		100まで		120まで	
cH	95まで		105まで		120まで		140まで	
cG	51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
cG	45-51	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
cG	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
cF	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
cY	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

単位 cm

オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
ワイド トップバンド	*大腿部Gの周径値が、通常のストッキングと同じシリコンドット・トップバンド付です。	品番の後ろに <b>W</b> をつけてください。 (VTソフトのみ)	SF162TW
プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに <b>+</b> (プラスマーク) をつけてください。 (S+ - XL+)	M+サイズ
つま先加工	お取寄せ製品としてつま先有のご注文も承ります。	品番の後ろに <b>C</b> をつけてください。 つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	SF162TC
シリコン トップバンド付	*** シリコンドット スタンダード商品	トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	SF162T
	*** シリコンドットパターン (T3) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T3</b> をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	SF162T-T3
	** レースセンシティブ (T5) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T5</b> をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	SF162T-T5
	** マイクロドット (T1) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T1</b> をつけてください。 トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	SF162T-T1

# ベントレインソフトS

## 足部が90度で快適

ベントレインソフトSは足部が90度で設計され機能性に優れています。車いすのご利用の方やオフィスワークで1日を座って過ごす方、または終日立ち仕事の方をサポートします。幅広いヒールと快適な足の甲のデザインは足部にフィットし、足関節にシワが生じにくくなっています。また、柔らかく履きやすいため容易に着用させることもできます。

### 特徴

- ・ かかと部の広さ
- ・ 座位時の典型的な足部の状態に対応 (90度の角度)
- ・ 優れた通気性素材
- ・ イージーヒールで着脱が容易

### スタンダードカラー



### 取寄せカラー



### ファッションカラー 2026 (取寄せ)



製品詳細 丸編み製品



サイズシステム パーフェクトフィット (XS-XL)

圧迫カクラス


- ・ Ccl 1 (18-21 mmHg)
- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)

つま先有(在庫品) つま先無(お取寄せ)

素材成分

- ・ Ccl 1: 70% ナイロン, 30% ポリウレタン
- ・ Ccl 2: 65% ナイロン, 35% ポリウレタン

お手入れ方法



※つま先無とトップバンド付ストッキングはお取り寄せとなります。



足部が90°の設計により足関節のシワ発生を軽減します。

圧迫力 Ccl	※お取寄せ		圧迫力 Ccl	※お取寄せ	
	AD ハイソックス	AG トップバンド付ストッキング		AD ハイソックス	AG トップバンド付ストッキング
1 18-21mmHg(2.4-2.8kPa)	有	有	2 23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	有	有
つま先			つま先		
ショート丈	<b>SS182</b>	<b>SS162T</b>	ショート丈	<b>SS282</b>	<b>SS262T</b>
ロング丈	<b>SS183</b>	<b>SS163T</b>	ロング丈	<b>SS283</b>	<b>SS263T</b>
本体価格	¥11,300	¥17,300	本体価格	¥11,300	¥17,300
税込価格	¥12,430/双	¥19,030/双	税込価格	¥12,430/双	¥19,030/双

### パーフェクトフィット 丸編みスタンダードサイズ表

周径	XS		S		M		L		XL	
	ノーマル	プラス								
ワイドシリコントップバンド*										
cG シリコン無・AT・T1・T5**	51-57	59-66	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
シリコンドット・ドットパターン***	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71	55-63	62-71
cF	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68	
cE	32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58	
cD	28-31	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49	
cC	29-33	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51	
cB1	23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40	
cB	18-20	20-22		22-25		25-28		28-31		
cY	27-31	29-33		31-35		34-40		37-44		
cA	17-22	19-24		22-27		25-31		28-35		

単位 cm

オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
ワイドトップバンド	*大腿部 G の周径値が、通常のストッキングと同じシリコンドット・トップバンド付です。	品番の後ろに <b>W</b> をつけてください。XS 対応不可です。(S - XL・S+ - XL+)	<b>SS162TW</b>
プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに <b>+</b> (プラスマーク) をつけてください。(S+ - XL+)	<b>S+ サイズ</b>
つま先加工	お取寄せ製品としてつま先無のご注文も承ります。	品番の後ろに <b>P</b> をつけてください。つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	<b>SS182P</b>
シリコントップバンド付	*** シリコンドット スタンダード商品	トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	<b>SS162T</b>
	*** シリコンドットパターン (T3) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T3</b> をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	<b>SS162TP-T3</b>
	** レースセンシティブ (T5) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T5</b> をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	<b>SS162T-T5</b>
	** マイクロドット (T1) お取寄せ製品	品番の後ろに <b>T1</b> をつけてください。トップバンドの柄は 5.6 ページをご参照ください。	<b>SS162T-T1</b>

# ベントレインインパルス

## むくみでお困りの方に

ベントレインインパルスはショートストレッチ製品であり、わずかな動きで高い動作圧が生まれ十分な圧迫が得られます。しかしながら、柔らかなマイクロファイバーによって着脱が容易で、通気性及び湿度管理にも優れ、季節を問わず快適にご使用いただけます。

### 特徴

- ・ ショートストレッチ製品であることから、わずかな筋肉動作でも高い動作圧が得られる
- ・ 柔らかなマイクロファイバー素材で快適な着心地
- ・ 肌に優しいマイクロファイバー素材が通気性および湿度管理をサポート
- ・ イージーヒールで着脱が容易
- ・ 幅広いサイズシステム V6+ (I-VI)
- ・ ノーマルウエストタイプのパンストはノーマルサイズのみ(つま先無)
- ・ #12キャラメル、#17ブラック (在庫品限り)
- ・ つま先無はノーマルウエストがなくなり次第通常在庫品

詳細 丸編み製品



サイズシステム V6+ (I-VI) と MTM 圧迫クラス

- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)
- ・ Ccl 3 (34-46 mmHg)
- つま先無(在庫品) つま先有(お取寄せ)

素材成分

- ・ Ccl 2: 80% ナイロン, 20% ポリウレタン
- ・ Ccl 3: 75% ナイロン, 25% ポリウレタン

お手入れ方法



WBウエストバンド  
幅広のバンドが腹部にフィットしズレを軽減



イージーヒール  
着脱が容易



つま先無

### スタンダードカラー



### 取り寄せカラー



### ファッションカラー 2026 (取寄せ)



※#12キャラメル・#17ブラック・ノーマルサイズのみ  
※つま先加工対応不可  
※在庫品限り

※つま先有はお取寄せ

圧迫力 Ccl 2 23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	※在庫品限り						
	AD ハイソックス	AG ストッキング	AG トップバンド付き ストッキング	AGHB 片脚ストッキング 左脚用 右脚用	パニティ ストッキング	AT WBパニティ ストッキング	
つま先	無	無	無	無	無	無	有
ショート丈	IP282	IP262	IP262T	IP262L IP262R	IP212	IP212B	IP212BC
ロング丈	IP283	IP263	IP263T	IP263L IP263R	IP213	IP213B	IP212BC
本体価格	¥12,100	¥14,400	¥17,300	¥12,100	¥26,500	¥25,400	
税込価格	¥13,310 / 足	¥15,840 / 足	¥19,030 / 足	¥13,310 / 足	¥29,150 / 足	¥27,940 / 足	
圧迫力 Ccl 3 34-46mmHg(4.5-6.1kPa)	※在庫品限り						
	AD ハイソックス	AG ストッキング	AG トップバンド付き ストッキング	AGHB 片脚ストッキング 左脚用 右脚用	パニティ ストッキング	AT WBパニティ ストッキング	
つま先	無	無	無	無	無	無	有
ショート丈	IP382	IP362	IP362T	IP362L IP362R	IP312	IP312B	IP312BC
ロング丈	IP383	IP363	IP363T	IP363L IP363R	IP313	IP313B	IP313BC
本体価格	¥12,100	¥14,400	¥17,300	¥12,100	¥26,500	¥25,400	
税込価格	¥13,310 / 足	¥15,840 / 足	¥19,030 / 足	¥13,310 / 足	¥29,150 / 足	¥27,940 / 足	

### V6+スタンダードサイズ表

周径	I (1)		II (2)		III (3)		IV (4)		V (5)		VI (6)	
	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス	ノーマル	プラス
cT	80まで	85まで	85まで	90まで	90まで	100まで	100まで	105まで	105まで	115まで	115まで	125まで
cH	95まで	100まで	100まで	105まで	105まで	110まで	110まで	120まで	120まで	130まで	130まで	140まで
cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
cB	19-20.5		20.5-22		22-24		24-26		26-28.5		28.5-31	
cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

※ノーマルウエストATはノーマルサイズのみ取扱いです。

単位 cm

お取寄せ製品に	オプションの種類	オプションの内容	ご注文時の注意	品番例
	プラスサイズ	お取寄せ製品として、ノーマルサイズより周径の大きいプラスサイズのご注文も承れます。	サイズの後ろに+ (プラスマーク) をつけてください。(1+ - 6+) パンスト対応不可です。	3+サイズ
	つま先加工	お取寄せ製品としてつま先有のご注文も承ります。パンスト対応不可です。	品番の後ろに C をつけてください。つま先加工に別途オプション料金はかかりません。	IP262TC
	シリコン トップバンド付	シリコントップバンド付はシリコンドットのみです。	トップバンドの柄は5.6ページをご参照ください。	IP262T

# ベントレインクラフロー

ベントレインクラフローはマイクロファイバーが多く含まれ、刷新的な製造方法により、極めて平らで繊細なシームとコンフォートゾーンを実現。着用時の快適性を最大限に高めます。

特徴 平編み製品

- ・ マイクロファイバーの滑らかさで着用がとてもスムーズ
- ・ 皮膚に優しいマイクロファイバーは通気性に優れ、季節を問わず着用可能
- ・ つま先は柔らかく快適
- ・ 形状に沿ってデザインされた膝窩は柔らかく加工されたことで、動作が容易
- ・ 個々のニーズにお応えすMTM (オーダーメイド) 専用製品

## スタンダード カラー




## ファッションカラー 2026




## MTM (オーダーメイド) スタイル一覧

### 下肢



### 上肢・胸部



※ご注文については弊社MTM担当者までご相談ください。

# ベントレイン デライト

## 集中ケアに

肌に優しい素材を使用し、フィット感を備えた平編みストッキングです。  
ベントレインデライトは豊富なスタイルを取り揃えています。

### 特徴

- ・ 通気性を備えたダブルストレッチ縫製
- ・ トップバンドは、スペシャルグリップリリース※構造で食い込みが生じにくく、快適かつ確実にストッキングをホールド
- ・ 非常に薄いシーム部

※スペシャルグリップリリース



### 詳細 平編み製品

サイズシステム スタンダードとMTM  
圧迫クラス

- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)
- ・ Ccl 3 (34-46 mmHg)
- つま先無(在庫品) つま先有(お取寄せ)
- つま先無斜め加工 (MTM)

素材成分

- ・ Ccl 2: 80% ナイロン, 20% ポリウレタン
- ・ Ccl 3: 79% ナイロン, 21% ポリウレタン

お手入れ方法



### スタンダードカラー

キャラメル #12



ブラック #17




### 取り寄せカラー

圧迫力 Ccl	2	AD	圧迫力 Ccl	3	AD
	23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	ハイソックス	34-46mmHg(4.5-6.1kPa)	ハイソックス	
つま先	無		無		
ショート丈	<b>DL282</b>		ショート丈	<b>DL382</b>	
ロング丈	<b>DL283</b>		ロング丈	<b>DL383</b>	
本体価格	¥18,400		本体価格	¥18,400	
税込価格	¥20,240/双		税込価格	¥20,240/双	

**お取寄せ製品について**

トップバンド(シリコンドット) 例:DL282  
つま先加工 例:DL282TC  
本体価格¥19,600  
税込価格¥21,560/双

### MTM スタイル一覧



※ご注文については弊社MTM担当者までご相談ください。

### v6 スタンダードサイズ表

丈 ID	周径	I (1)						II (2)						III (3)						IV (4)						V (5)						VI (6)					
		I (1)		II (2)		III (3)		IV (4)		V (5)		VI (6)		I (1)		II (2)		III (3)		IV (4)		V (5)		VI (6)		I (1)		II (2)		III (3)		IV (4)		V (5)		VI (6)	
ショート	35-39	cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA	
ロング	40-44	cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA	
タイプ	AD	cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA		cD		cC		cB1		cB		cY		cA	

単位 cm

# ベントレイン ソフト アーム

## 柔らかく機能的

肘関節部が非常に柔らかく、シームレスな仕上がり。十分な圧迫を得ながら日々の活動をサポートします。

### 特徴

- ・ 肘関節部が非常に柔らかく加工されたことで、動作を妨げる圧迫感が減少し、快適な着け心地を実感
- ・ 肌に優しく柔らかく、優れた通気性
- ・ 手関節部を過度に圧迫しない設計

### 詳細 丸編み製品

サイズシステム ベントレインソフトアーム (S-XL)  
圧迫クラス

- ・ Ccl 1 (18-21 mmHg)
- ・ Ccl 2 (23-32 mmHg)

素材成分

- ・ Ccl 1: 74% ナイロン, 26% ポリウレタン
- ・ Ccl 2: 69% ナイロン, 31% ポリウレタン

お手入れ方法



### スタンダードカラー

キャラメル #12



ブラック #17



ベージュ #00



圧迫力 Ccl	1	CG	CG	圧迫力 Ccl	2	CG	CG
	18-21mmHg(2.4-2.8kPa)	スリーブ	トップバンド付スリーブ	23-32mmHg(3.1-4.3kPa)	スリーブ	トップバンド付スリーブ	
トップバンド	シリコン無	シリコンドット	シリコン無	シリコンドット	シリコン無	シリコンドット	
ショート丈	<b>SA152</b>	<b>SA152T</b>	ショート丈	<b>SA252</b>	<b>SA252T</b>		
ロング丈	<b>SA153</b>	<b>SA153T</b>	ロング丈	<b>SA253</b>	<b>SA253T</b>		
本体価格	¥9,800	¥11,500	本体価格	¥9,800	¥11,500		
税込価格	¥10,780/枚	¥12,650/枚	税込価格	¥10,780/枚	¥12,650/枚		

### サイズシステム ベントレインソフト 上肢

丈 ID	周径	S				M				L				XL					
		S		M		L		XL		S		M		L		XL			
ショート	39-44	cG		cE		cC		cG		cE		cC		cG		cE		cC	
ロング	44,1-50	cG		cE		cC		cG		cE		cC		cG		cE		cC	
タイプ	CG	cG		cE		cC		cG		cE		cC		cG		cE		cC	

単位 cm

# ベントレイン グライダー

## ストッキングの着脱用のコンパクトな補助具

ベントレイン グライダーは、医療用弾性ストッキングの着脱に役立つ実用的な補助具です。軽量で丈夫な素材を使用し、ストッキングを上肢や下肢の上で楽に滑らせます。つま先有り無しに関わらずすべての弾性ストッキングに適しています。スペースも時間も節約し、外出時の理想的なパートナーです。

### 特徴

- ・非常に軽量、丈夫、耐引裂性
- ・取り扱いが容易
- ・旅行に最適



ベントレイン グライダー・グライダープラスの使い方 (動画掲載有)



品番	VG010
本体価格	¥5,800
税込価格	¥6,380

# ベントレイン グライダープラス

## 頑丈な着用補助具

ベントレイン グライダープラスは、あらゆるタイプの医療用弾性ストッキングにも対応する着用補助具です。人間工学に基づいた設計で丈夫です。折り畳み式のハンドルにより、ストッキングを容易に着用でき、上体を倒す必要がなくなります。当製品は独立検査機関においてその容易さが立証されており、可動域が制限されたお客様でもご利用いただけます。

### 特徴

- ・人間工学に基づき設計された、コンパクトなデザイン
- ・折りたたみハンドル付軽金属フレーム
- ・ロングハンドルで使い易い



品番	VG020
本体価格	¥17,300
税込価格	¥19,030

# ベントレイン ラバークロブ

	XS	S	M	L
手のひら最大値幅(cm)	7.5 - 8.5	8.5 - 9.5	9.5 - 10.5	10.5 - 11.5
品番	VG030	VG031	VG032	VG033
本体価格	¥1,200			
税込価格	¥1,320			



ラバークロブ


## ■ 装着方法について

### 1.ストッキング装着時の注意点

- ・爪や指輪などで引っ掛けたりしないようご注意ください。ゴム手袋等を使うと引き上げが容易になり、また、ストッキングを無理なくのばすことができます。
- ・着用のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。

### 2.ストッキング【つま先有の場合】

- ①ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図①参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ②足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。
- ③裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみがないよう伸ばしてください。



### 3.ストッキング【つま先無の場合】

- ①装着補助具の中に足を入れます。(下図①参照)
- ②ストッキングの上部をあらかじめかかとの縫い合わせ部分まで中表(裏返し下図②参照)にし、つま先からかかとまで履きます。
- ③足の甲の部分のシワやたるみがないことを確認し、ストッキングを指先でつまみ広げかぶせるように履いてください。裏返した部分を少しずつ引き上げ、ゆっくりと均等に全体的にシワ、たるみがないよう伸ばしてください。
- ④つま先から装着補助具を引き抜いてください。



## ■ 療養費について

弾性ストッキングの購入について、一定の要件を満たすことを前提に療養費支給の対象となります。詳細については、関係機関までお問合せください。



### 4.スリーブ

- ①スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで中表に裏返してください。爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないように注意し、スリーブに手を入れてください。
- ②裏返した部分を少しずつ引き上げてください。ゴム手袋等を使うとスリーブが引き上げやすくなります。
- ③スリーブを腕全体に均等に伸ばし、シワ、たるみ、よじれができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げて装着してください。



## ■ 洗濯時の注意事項

- ・液温は品質表示の限度とし、中性洗剤で洗濯(ソフト洗い・洗濯ネット使用)、または手で押し洗いしてください。
- ・よくすすいだ後、すぐ洗濯機から取り出し、弱く脱水して陰干しにしてください。
- ・乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがありますので避けてください。
- ・柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロン仕上げはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りすることがありますので、他の洗濯物との混入は避けください。
- ・着用後は、都度洗濯してください。
- ・面ファスナー加工された製品の場合は留めた状態で洗濯してください。

## ■ 返品・交換・キャンセル

商品発送後の返品・交換は、弊社発送日から「30日以内かつ未使用」に限ります。お取り寄せ対象製品の返品・交換、商品が到着するまでのキャンセルはお受けいたしません。商品が不良品の場合は、返品・交換いたします。なお、送料について不良品による場合は弊社の負担、お客様都合による場合はお客様のご負担となります。



VenoTrain®シリーズ

弾性ストッキング・弾性スリーブ

医療機器届出番号：27B1X00123BFVT01

製造元：BAUERFEIND AG(ドイツ製)

バウアーファインド社日本正規販売代理店



ナック商会株式会社

第一種医療機器製造販売業許可番号：27B1X00123

ISO13485・ISO9001認証取得