



MOTION IS LIFE.

WHAT IS BAUERFEIND.

**バウアーファインド社は世界有数の医療機器メーカー
バウアーファインドの製品によって人々はより活動的になり、
健康の維持に大きく貢献することができます。**

医療のノウハウと技術的専門知識

バウアーファインド社では何十年にもわたり培ってきた技術や製造の専門知識と、イノベーションを融合させています。

グローバルな視野をもったスペシャリストたちは創業当初から医師、科学者、開発者と密接に協力してきました。

その結果、特許を取得し受賞歴のある製品とサービスを生み出しています。

バウアーファインド社のサポーターと装具は、「メイド・イン・ドイツ」の革新性と品質で知られています。

効果的なバリエーション

バウアーファインド社では最新の整形外科用サポーターや装具を使用し、年齢を重ねても痛みのないアクティブな生活を送ることができるようサポートすることを使命としています。

臨床的に証明された効果と最新の素材が特徴で怪我のケア、退行性変化や手術後に使用するのに役立ち、新たなレベルの可動性を提供します。

バウアーファインド製品の高い品質基準は、製品の優れた機能性を保証します。

妥協のない品質

バウアーファインド製品は、単に基準を満たすだけでなく、品質、機能性、装着感において最も厳しい条件を満たしています。

これは定期的な検査によって証明されており、検査に合格した製品にはシールとマークが付与されています。バウアーファインドのサポーターと装具は、すべてドイツ医療機器法 (MPG) の要件に適合しています。



ドイツ医療機器法 (MPG) 、EU医療機器指令93/42/E
医療機器指令93/42/EECおよび医療機器規則(EU)
CE認証と DIN EN ISO 13485





MEDICAL LINE PRODUCT FEATURES

メディカルライン製品特徴

+ Trainニット素材

通気性のある素材の立体感のある生地表面の作用により、運動中も常に継続的なコンプレッションを加えることが可能。コンプレッションの効果により負荷を軽減し、固有受容覚の再生と増進を促します。筋肉を安定化させ、本来の運動プロセスをサポートします。

Trainニット素材は身体の解剖学的形状にフィットし、さまざまなゾーンで構成されているため、より高い効果を発揮し、快適に装着でき温度調節も可能にします。



+ コンフォートゾーン

屈曲部、骨突起、末梢部など身体の特に敏感な部位には、より伸縮性のある素材を使用することで、圧力を最小限にし、より快適な着用感をもたらし、かつ容易な着脱が可能です。



+ 肌に優しく、通気性も優れている

特に肌に優しい製品を求める多くのユーザーの声に応えるため、肌触りがよく通気性に優れ、ズレない素材を開発しています。



+簡単に装着可能

製品が簡単に着用でき、違和感なく使用できるようこだわりをもって各製品が作られています。装着しやすいように付属されているドーニングエイドや、実用的なハンドストラップ、着脱しやすいように作られたサイドステーなどを搭載しています。

+ 安定性と負荷を軽減

高度に構造化された生地表面は心地良い刺激をあたえることができ、滑らかな表面よりもフィットを高めます。

+ エネルギー促進

コンプレッションニット素材は、運動中に継続的なコンプレッションを生み出すことでエネルギーを促進します。

+ フィット感の向上

ニット素材は身体の解剖学的な形状に沿うように縫製されています。

+ 快適な着用感

ニット生地はより薄く伸縮性に優れているため、しっかりとフィットします。

+ ソフトなエッジ


圧迫感を軽減した幅広のエッジは締め付けすぎを防ぎます。

PROVEN BAUERFEIND QUALITY

実証された品質

+ 快適性と耐久性

伸縮性のあるコンプレッション糸は、編む前に2度表面を覆うように巻き付けられています。これにより最適な伸縮性がもたらされ、サポーターの表面は心地よくソフトに仕上がります。





ゲニョTrain


膝全般のトラブルに最適



Ω+PAD
(オメガプラスパッド)



Trainニット生地 快適な着脱



膝高部の快適性



豊富なサイズ
バリエーション

カラー：チタン、黒

素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラスタン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU


価 格：¥13,500 (税込¥14,850)

左右兼用 1個入り

SIZE	0	1	2	3	4	5	6	7
大腿部周径	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59
下腿部周径	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49

A：膝蓋骨の中心から14cm上の大腿部の周径


B：膝蓋骨の中心から12cm下の下腿部の周径




Ⓐ 14 cm Ⓑ 12 cm

BENEFITS AND MODES OF ACTION


- 膝関節を安定させる筋肉の活性化により膝関節の負荷を軽減し安定化
- サイドのメニスカスウイングが半月板にアプローチし負荷を軽減
- ホッフアパッドがホッフア脂肪体に作用し、炎症プロセスを調整
- ニットの凹凸やシリコンパッドの形状からの刺激により、バランスを整え
感覚運動機能、運動パターンを改善
- 緊張した筋肉、腱、筋膜を心地よく刺激することで関節可動性を向上
- 浮腫や滲出液の吸収を促進
- 通気性の良いアクティブゾーンと、解剖学的に形成されたTrainニット素材の
特にソフトなコンフォートゾーンが、最適なケアと理想的な着心地を可能にします




ホッフアパッドは、膝蓋腱と関節包の間にある膝蓋下脂肪体に作用



メニスカスウイングは半月板を心地良く刺激し、半月板にかかる負荷を軽減





ゲニョTrainP3

外側広筋や腸脛靱帯からのトラブルに最適



膝蓋骨パッド



調整ストラップ



筋弛緩パッド

カラー：チタン、黒


素材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン

価格：¥21,000（税込¥23,100）
左右あり 1個入り

SIZE	1	2	3	4	5	6
大腿部周径	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
下腿部周径	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

A：膝蓋骨の中心から17cm上の大腿部の周径

B：膝蓋骨の中心から15cm下の下腿部の周径



A 17 cm B 15 cm



ミオTrain ※お取り寄せ

調性可能な3連ストラップバンドを採用し、
大腿部をケア



ファンクションパッドと
スモールパッド



パットの使い方

カラー：チタン

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン


価 格：¥24,000（税込¥26,400）

左右兼用 1個入り シリコーンパッド2種入り

SIZE	1	2	3	4	5	6	7
大腿部上方周径 (cm)	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
大腿部下方周径 (cm)	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53

A：Bの位置から30cm上の大腿部の周径

B：膝窩部の中心から2cm上の大腿部下方の周径



A 30 cm B 2 cm



BENEFITS AND MODES OF ACTION

- ・解剖学的に計算された着圧により関節部の安定
- ・シリコンパッドにより回内、回外を抑制（マレオ）
- ・動きをつかさどる腱をサポート、動きやすさをもたらす（全足首アイテム）
- ・伸縮性のあるストラップで可動域を維持しながらより安定させる（マレオS）
- ・ヒールパッドが伸展運動をサポート（アキロ）

<マレオTrain・マレオTrainS サイズ共通>

SIZE	1	2	3	4	5	6
足首の周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径



マレオTrain

足首の安定と負荷の軽減



外踝、内踝パッド



外踝、内踝の解剖学的形状にそった配置



Trainニット生地



コンフォートゾーン



締め付けすぎないエッジ部

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン

価 格：¥12,000（税込¥13,200）

1個入り 左右あり ドーニングエイド入り

マレオTrainS

機能的なストラップによる足首の安定化



8の字ストラップ



こだわりのストラップ



Trainニット生地



コンフォートゾーン



締め付けすぎないエッジ部

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、ポリウレタン、ポリエステル

価 格：¥10,000（税込¥11,000）

1個入り 左右あり ドーニングエイド入り



NEW

アキロTrain

アキレス腱の負荷の軽減



アキレス腱用パッド



アキレス腱全体を
カバー



パッドが改良され
装着が容易に
(着脱エイド内蔵)



負荷を軽減するための
ふたつのヒールウェッジ



コンフォートゾーン
動きやすさが向上

カラー：チタン※、黒

価 格：¥14,500 (税込¥15,950)

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン

左右兼用 1個入り ドーニングエイド入り、
ヒールウェッジ×2

SIZE	1	2	3	4	5	6
足首の周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

足首の一番細い部分の周径

※お取り寄せ







NEW

ルンボTrain


腰、脊柱の筋活性、負荷の軽減、安定化

BENEFITS AND MODES OF ACTION

- ・ ニット素材とシリコーンパッドによる継続的なコンプレッションにより、運動時の負荷を軽減します
- ・ 実用的なハンドストラップにより、最小限の力で簡単に着脱可能
- ・ 腰回りを包み込むことにより矯正効果、安定性を生み出す
- ・ 腰部と臀部の差がある体型にフィットするよう弧を描き、骨盤を包み込む形状を採用（ウェスト）
- ・ サイドステーによりニットのめくり防止（ストレート）

SIZE	1	2	3	4	5	6	7
腰部周径 (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-145

へその真下の腰部の周径



ストレートstraight



腰、脊柱の筋活性、負荷の軽減、安定化



ウェストwaisted



形状の違いにより、腰の張っている
体型の方にもフィット



4つのエリアの機能的ドットを
持ったシリコンパッド



パッド位置は調整可能



パッドと取り外し可能な実用的
ハンドストラップ



ベルクロストラップ
(特許取得済)

カラー：チタン
素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン
綿、ポリウレタン、ポリエステル
シリコン

価 格：¥25,000 (税込¥27,500)
1個入り



エピTrain

肘関節の安定化と負荷の軽減

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン

価 格：¥11,500（税込¥12,650）


左右兼用 1個入り



epicon+パッド
（エピコンプラスパッド）




肘の外側と内側に内蔵



コンフォートゾーン




二の腕まで長く伸びた
ニット



Trainニット生地

SIZE	0	1	2	3	4	5	6
前腕部周径 (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35

前腕部の一番太い部分の周径





エピPoint

肘の腱周辺部をターゲットにした負荷軽減

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストラン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU

価 格：¥9,500 (税込¥10,450)

左右兼用 1個入り



締め付け防止のための
レッドマーク

5ポイントパッド


SIZE

UNIVERSAL

前腕部周径 (cm)

22.5-33

前腕部の一番太い部分の周径





マニユTrain

手首の安定と負荷の軽減

カラー：チタン、黒

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、
エラストン、綿、ポリウレタン、
ポリエステル、シリコン、TPU

価 格：¥13,500（税込¥14,850）

左右あり 1個入り
ドレーンゲイド入り



活動レベルⅡ
本体+手首ストラップ



活動レベルⅠ
本体のみ



活動レベルⅢ
本体+フルストラップシステム



柔らかく解剖学的形状に
あった親指解放部



骨の解剖学的形状に
合わせたパッドを内蔵

SIZE

	1	2	3	4	5	6
手首の周径 (cm)	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

手首の一番細い部分の周径





オモTrain

※お取寄せ

肩関節の安定と負荷の軽減

カラー：チタン

素 材：ポリアミド、TPS-SEBS、エラストン、綿、
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン

価 格：¥23,000（税込¥25,300）

左右兼用 1個入り



調整可能なパッド
三角パッド



胸部を圧迫しない
ストラップシステム



カンに通して長さ調整



たすき掛けにすることで
肩の位置を調整可能に

SIZE	0	1	2	3	4	5	6
上腕部周径 (cm)	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

上腕部の一番太い部分の周径





M O T I O N





I S L I F E .

*FOR YOUR
PERSONAL BEST.*

