

# tg<sup>®</sup> soft (ティジーソフト) Tubular Padding Bandage



- 皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯
- 丈夫で安全、しかもラテックスフリー
- 幅は、置き寸から最大で約5倍まで伸張
- お肌にやさしく柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ



この商品はラテックスフリーです。  
漂白はしていません。

<素材> コットン 85 %  
ポリウレタン 15 %

## tg<sup>®</sup> soft Tubular Padding Bandage

ティジーソフト チュブラーパディング包帯

税込価格  
(税抜価格)

サイズ/幅(置き寸) 適応部位	メートル販売*					箱販売		
	品番	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	品番	10 m / 巻
<b>S</b> (5.5 - 6.5 cm) 上肢、小児の脚	<b>13 200 P</b>	¥ 1,100 (¥ 1,000)	¥ 2,200 (¥ 2,000)	¥ 3,300 (¥ 3,000)	¥ 4,400 (¥ 4,000)	¥ 5,500 (¥ 5,000)	<b>13 200</b>	¥ 6,600 (¥ 6,000)
<b>M</b> (8 - 10 cm) 上肢、下腿	<b>13 201 P</b>	¥ 1,485 (¥ 1,350)	¥ 2,970 (¥ 2,700)	¥ 4,455 (¥ 4,050)	¥ 5,940 (¥ 5,400)	¥ 7,425 (¥ 6,750)	<b>13 201</b>	¥ 8,800 (¥ 8,000)
<b>L</b> (13 - 15 cm) 大腿	<b>13 202 P</b>	¥ 2,970 (¥ 2,700)	¥ 5,940 (¥ 5,400)	¥ 8,910 (¥ 8,100)	¥ 11,880 (¥ 10,800)	¥ 14,850 (¥ 13,500)	<b>13 202</b>	¥ 17,600 (¥ 16,000)

※メートル販売につきましては、ご注文の際、品番の他に「メートル数」を必ずご明記ください。

## ● tg grip ・ tg soft について

### お手入れ方法

- ・液温40°C以下で市販の洗剤を溶かし、手で押し洗いしてください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。

製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります。  
印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。  
伸縮性のある素材の為、縮むなど多少の寸法変化があります。

### 返品・交換について

- ・メートル販売の商品につきましては、お客様都合による返品・交換はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
- ・箱販売の商品につきましては、商品が未使用の場合には承ります。ただし、商品が未使用であっても、弊社の商品発送日から起算して30日を超えた場合の返品・交換はお受け致しかねます。

輸入元

ナック商会株式会社

URL : www.nakcorp.co.jp  
e-mail : order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13  
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8  
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390

 NAKcorporation

製造元 : Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 2020年9月 第5版